



Marienfeld[®] HistoBond + S rosa

Artikelbilder



Beschreibung

Objektträger HistoBond +S rosa, 100/Pack HistoBond+S Objektträger mit adhäsiven Oberflächen zur zuverlässigen Anheftung von Gewebeschnitten, Glas, ca. 76x26x1 mm, mit 90° geschliffenen Kanten, mit rosafarbenem Schriftfeld an einem Ende, für Anwendungen gemäß der EU Verordnung 2017/746 für In-vitro-Diagnostika (IVDR), mit CE-Kennzeichen, empfohlenem Verbrauchsdatum und Chargennummer zur umfassenden Information und Rückverfolgbarkeit, zu 100 Stück in Plastikschildern verpackt, 2.000 Stück im Umkarton. HistoBond +S Objektträger haben alle Eigenschaften unserer HistoBond + Produktreihe, verfügen jedoch über eine höhere Ladungsdichte, was die Haftung zwischen Objektträger und Gewebeschnitt wesentlich erhöht.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	MD-0220
Hersteller (Marke)	Marienfeld

