



Marienfeld[®] HistoBond + SX weiss

Artikelbilder



Beschreibung

Objektträger HistoBond+SX weiß, 76x51 mm mit adhäsiven Oberflächen zur zuverlässigen Anheftung von Gewebeschnitten, Glas, Stärke ca. 1 mm, mit 90° geschliffenen Kanten, mit weißem Schriftfeld an einem Ende, für Anwendungen gemäß der EU Verordnung 2017/746 für In-vitro-Diagnostika (IVDR), mit CE-Kennzeichen, empfohlenem Verbrauchsdatum und Chargennummer zur umfassenden Information und Rückverfolgbarkeit, zu 50 Stück in Pappschachteln verpackt, 45 Schachteln im Karton = Mindestabnahmemenge

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	MD-0222
Hersteller (Marke)	Marienfeld

