



Marienfeld[®] HistoBond + grün

Artikelbilder



Beschreibung

Objektträger HistoBond + grün, 100/Pack HistoBond+ Objektträger mit adhäsiven Oberflächen zur zuverlässigen Anheftung von Gewebeschnitten, Glas, ca. 76x26x1 mm, mit 90° geschliffenen Kanten, mit grünem Schriftfeld an einem Ende, für Anwendungen gemäß der EU Verordnung 2017/746 für In-vitro-Diagnostika (IVDR), mit CE-Kennzeichen, empfohlenem Verbrauchsdatum und Chargennummer zur umfassenden Information und Rückverfolgbarkeit, zu 100 Stück in Plastikschachteln verpackt, 2.000 Stück im Umkarton

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	MD-0210
Hersteller (Marke)	Marienfeld

