



## Marienfeld<sup>®</sup> HistoBond + rosa

### Artikelbilder

---



## Beschreibung

---

Objektträger HistoBond + rosa, 100/Pack HistoBond+ Objektträger mit adhäsiven Oberflächen zur zuverlässigen Anheftung von Gewebeschnitten, Glas, ca. 76x26x1 mm, mit 90° geschliffenen Kanten, mit rosa-farbenem Schriftfeld an einem Ende, für Anwendungen gemäß der EU Verordnung 2017/746 für In-vitro-Diagnostika (IVDR), mit CE-Kennzeichen, empfohlenem Verbrauchsdatum und Chargennummer zur umfassenden Information und Rückverfolgbarkeit, zu 100 Stück in Plastikschildern verpackt, 2.000 Stück im Umkarton

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	MD-0212
Hersteller (Marke)	Marienfeld

