




Marienfild[®] Objektträger 76x52x1mm fbk. o.Mattrand

Artikelbilder



Beschreibung

Objektträger 76x52 mm, Kanten geschliffen weißes Glas, Stärke ca. 1 mm, Kanten 90° geschliffen, ohne Mattrand, für Anwendungen gemäß der EU Verordnung 2017/746 für In-vitro-Diagnostika (IVDR), mit CE-Kennzeichen, empfohlenem Verbrauchsdatum und Chargennummer zur umfassenden Information und Rückverfolgbarkeit, in Schachteln zu 50 Stück verpackt, 45 Schachteln im Umkarton = Mindestabnahmemenge

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	MD-0269
Hersteller (Marke)	Marienfeld

