




## Marienfeld<sup>®</sup> Objektträger 76x52x1mm ubk. o.Mattrand

### Artikelbilder

---



## Beschreibung

---

Objektträger 76x52 mm, Schnittkanten, weißes Glas, Stärke ca. 1 mm, ohne Mattrand, für Anwendungen gemäß der EU Verordnung 2017/746 für In-vitro-Diagnostika (IVDR), mit CE-Kennzeichen, empfohlenem Verbrauchsdatum und Chargennummer zur umfassenden Information und Rückverfolgbarkeit, in Schachteln zu 50 Stück verpackt, 45 Schachteln im Umkarton = Mindestabnahmemenge

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	MD-0267
Hersteller (Marke)	Marienfeld

