




Marienfeld® Objektträger ~76x26x1mm ubk. o.Mattrand

Artikelbilder



Beschreibung

Objektträger, Kanten geschnitten, ohne Mattrand ca. 76x26 mm (DIN ISO 8037-1), Stärke ca. 1 mm, weißes Glas, Kanten geschnitten, ohne Mattrand, für Anwendungen gemäß der EU Verordnung 2017/746 für In-vitro-Diagnostika (IVDR), mit CE-Kennzeichen, empfohlenem Verbrauchsdatum und Chargennummer zur umfassenden Information und Rückverfolgbarkeit, in Schachteln zu 50 Stück, 50 Schachteln im Karton

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	MD-0253
Hersteller (Marke)	Marienfeld

