



Marienfeld[®] Haemacytometer Neubauer-improved dunkellingig

Artikelbilder



Beschreibung

Hämacytometer Neubauer-improved, dunkellinig aus optischem Spezialglas, mit doppelter Netzteilung und 0,1 mm Tiefe, komplettes Set im Plastikset mit 2 Deckgläsern, je 1 Blutmischpipette Thoma rot und weiß, 2 farblich gekennzeichneten Silikonschläuchen von ca. 16 cm Länge, nicht registriert für In-vitro-diagnostische Anwendungen innerhalb der EU Bitte beachten Sie beim Pipettieren die Richtlinien der Unfallverhütungsvorschriften. Bei Verwendung des Schlauchs zum Pipettieren mit dem Mund lehnen wir jegliche Verantwortung ab.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	MD-0120
Hersteller (Marke)	Marienfeld

