Deutschland



Marienfeld® Haemacytometer Neubauer-improved helllinig

Artikelbilder

neoLab



Beschreibung

Hämacytometer Neubauer-improved, helllinig aus optischem Spezialglas, mit doppelter Netzteilung und 0,1 mm Tiefe, komplettes Set im Plastiketui mit 2 Deckgläsern, je 1 Blutmischpipette Thoma rot und weiß, 2 farblich gekennzeichneten Silikonschläuchen von ca. 16 cm Länge, nicht registriert für In-vitro-diagnostische Anwendungen innerhalb der EU Bitte beachten Sie beim Pipettieren die Richtlinien der Unfallverhütungsvorschriften. Bei Verwendung des Schlauchs zum Pipettieren mit dem Mund lehnen wir jegliche Verantwortung ab.

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	MD-0121
Hersteller (Marke)	Marienfeld

