



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Brand® Dispensette S Organic, Digital, DE-M,
0,5-5 ml, ohne RDV**

**396,70 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Der Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S ist die Nummer 1 für das Dosieren direkt aus der Vorratsflasche. Er ist mit allem ausgestattet, was das Dosieren von Flüssigkeiten sicherer und angenehm leicht macht. Durch das besondere Funktionsprinzip des Kolbens ist die Dispensette® S bei der Flüssigkeitsaufnahme und -abgabe leichtgängig und kraftsparend zu bedienen. Das Volumen lässt sich schnell und einfach einstellen und sicher fixieren. Der Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S ist bewährt im anspruchsvollen Dauereinsatz und bei der Verwendung von aggressiven Medien. Dispensette® S Organic (Farbcode gelb): Ideal zum Dosieren organischer Lösungsmittel, z. B. chlorierte und fluorierte Kohlenwasserstoffe wie Trichlortrifluorethan und Dichlormethan, oder Säuren wie konzentrierte HCl und HNO₃ (außer HF) sowie für Trifluoressigsäure (TFA), Tetrahydrofuran (THF) und Peroxide. Ausführung Digital: Besonders leicht ablesbare digitale Anzeige. Das gewählte Dosiervolumen ist exakt und reproduzierbar einstellbar. Easy Calibration Technik für sekundenschnelles Justieren ohne Werkzeug. Automatische Kennzeichnung bei Veränderung der Werkseinstellung.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BN-1376
Hersteller (Marke)	Brand
VGKL Nummer	104943330
Hersteller EAN	4033378482198
Transporttemperatur	Raumtemperatur

