



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Brand® Dispensette S, Digital, DE-M, 0,1-1 ml, ohne RDV

396,70 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Der Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S ist die Nummer 1 für das Dosieren direkt aus der Vorratsflasche. Er ist mit allem ausgestattet, was das Dosieren von Flüssigkeiten sicherer und angenehm leicht macht. Durch das besondere Funktionsprinzip des Kolbens ist die Dispensette® S bei der Flüssigkeitsaufnahme und -abgabe leichtgängig und kraftsparend zu bedienen. Das Volumen lässt sich schnell und einfach einstellen und sicher fixieren. Der Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S ist bewährt im anspruchsvollen Dauereinsatz und bei der Verwendung von aggressiven Medien. Dispensette® S (Farbcode rot): Ideal zum Dosieren aggressiver Reagenzien, z.B. konzentrierte Laugen und Säuren wie HPO₄, H₂SO₄ (außer z.B. HCl, HNO₃ und HF), Salzlösungen sowie einer Vielzahl von organischen Lösungsmitteln. Ausführung Digital: Besonders leicht ablesbare digitale Anzeige. Das gewählte Dosiervolumen ist exakt und reproduzierbar einstellbar. Easy Calibration Technik für sekundenschnelles Justieren ohne Werkzeug. Automatische Kennzeichnung bei Veränderung der Werkseinstellung.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	BN-1342
Hersteller (Marke)	Brand
VGKL Nummer	104946310
Hersteller EAN	4033378487612
Transporttemperatur	Raumtemperatur

