



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Socorex® Stepper™ 416 Repetierpipette, 10 - 5000 µl, inklusive 3 Einstellköpfe

**355,68 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Mit dieser höchst komfortablen **Repetierpipette Stepper™ 416** (Handdispenser) können Sie präzise dosieren und erhalten einwandfreie Resultate. Die einmalige Vier-Fingerdruck-Funktion entlastet den Daumen. Sorgfältig ausgewählte Materialien bieten eine ausserordentliche Schockresistenz. Die kompakte und einfache Form des Gehäuses verringert Korrosionsgefahr und interne Kontaminierung. Es sind bis zu 73 Dosierungen innerhalb einer Auswahl von 53 verschiedenen Voluma möglich.

Volumenbereich von 10 bis 5000 µl.

- Vier-Fingerbetätigung anstelle des Daumens
- Einstellknopf mit deutlicher Anzeige des Volumens und Anzahl gewünschter Dosierungen
- Drei farbkodierte Direktverdrängungs-Spritzen decken den kompletten Volumenbereich
- Sicherheitssperre am Ende des Dosierens

Zwei Jahre Garantie

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	SR-0540
Hersteller (Marke)	Socorex
EAN	4066292552050
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
steril	Nein

