



Thermo Scientific Finnpiquette™ F2 GLP-Kits

Artikelbilder



Beschreibung

Finnpipette™ F2 GLP-Kits Mit den hochleistungsfähigen Finnpipette F2 Pipetten, die hohe Zuverlässigkeit und Komfort bieten, enthalten diese umfassenden Kits alles, was man zum Pipettieren braucht. Kompatible Spitzen: Flex Pipettenspitzen: 10, 200, 1000 Beschreibung: Kit 1: Finnpipettes F2 1 – 10 µl; 10 – 100 µl und 100 – 1000 µl Farbe: Diverse Anzahl Kanäle: 1 Volumen (metrisch): 1 bis 1000 µl Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	PO-0240
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

