



Thermo Scientific Finnpiquette™ Novus GLP-Kits

Artikelbilder



Beschreibung

Finnpipette™ Novus GLP-Kits Diese kompletten Kits mit den ergonomischen und bedienerfreundlichen Pipetten enthalten alles, was Sie zum Pipettieren benötigen. Beschreibung: Finnpipette Novus GLP Kit 1 Farbe: Diverse Anzahl Kanäle: 1 Volumen (metrisch): 10 to 1000 µL Enthält: Novus 100 and 1000µL single channel pipettes, two Novus stands, two sample Finntip racks Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	PO-0235
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

