



Thermo Scientific Finnpipette™ Novus GLP-Kits

Artikelbilder



Beschreibung

Finnpipette™ Novus GLP-Kits Diese kompletten Kits mit den ergonomischen und bedienerfreundlichen Pipetten enthalten alles, was Sie zum Pipettieren benötigen. Beschreibung: Finnpipette Novus GLP Kit 3 Anzahl Kanäle: 1 Volumen (metrisch): 1 to 1000 µL Enthält: Novus 10micro, 100 and 1000µL single channel pipettes, three Novus stands, three sample Finntip racks Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	PO-0245
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

