



Thermo Scientific F1-ClipTip Mehrkanalpipetten

Artikelbilder



Beschreibung

F1-ClipTip Mehrkanalpipetten Verlassen Sie sich auf die ClipTip Technologie, die durch sicheres Einrasten eine vollständige Abdichtung jedes Kanals bei minimalem Kraftaufwand zum Aufnehmen und Abwerfen der Spitzen gewährleistet. Lieferbar als 8- und 12-Kanal-Modell. Kompatible Spitzen: ClipTip 50 Beschreibung: F1-ClipTip Anzahl Kanäle: 12 Volumen (metrisch): 5 bis 50 micro;l Schritten: 0.1 micro; I Farbcode: Lila Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	PO-0193
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

