



Thermo Scientific F1-ClipTip Mehrkanalpipetten

Artikelbilder



Beschreibung

F1-ClipTip Mehrkanalpipetten Verlassen Sie sich auf die ClipTip Technologie, die durch sicheres Einrasten eine vollständige Abdichtung jedes Kanals bei minimalem Kraftaufwand zum Aufnehmen und Abwerfen der Spitzen gewährleistet. Lieferbar als 8- und 12-Kanal-Modell. Kompatible Spitzen: ClipTip 200 Beschreibung: F1-ClipTip Anzahl Kanäle: 8 Volumen (metrisch): 10 bis 100 micro;l Schritten: 0.2 micro; I Farbcode: Gelb Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	PO-0189
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

