



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Eppendorf® Combitips® advanced, PCR clean,
25 mL, rot, farblose Spitzen (4 Boxen × 25 Stück),
jede Box mit einem Adapter**

**159,00 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Die ideale Systemkomponente für alle Multipette-Pipetten von Eppendorf

Mit der Einführung des Combitips® advanced/Multipette-Systems revolutionierte Eppendorf 1978 die Branche und Laborabläufe und ist seit fast 40 Jahren Marktführer in Bezug auf Produktinnovationen. Die Combitips® advanced wurden vollständig überarbeitet und rundum optimiert, um den Ansprüchen des modernen Laboralltags noch besser gerecht zu werden. Die Combitips® advanced arbeiten ebenfalls nach dem Direktverdrängerprinzip. So wird unabhängig von der Dichte und den Fließeigenschaften der Flüssigkeit (z. B. höherer Dampfdruck oder erhöhte Viskosität) immer das richtige gewünschte Volumen dispensiert. Auch das Arbeiten mit radioaktiven oder toxischen Stoffen wird durch den hermetisch abgedichteten Kolben sicherer, da eine Aerosol-Kontamination verhindert wird.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	VB-0276
Typ Pipettenspitze	Direktverdrängerspitzen
Hersteller (Marke)	Eppendorf
VGKL Nummer	106989839
EAN	4058072405496
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Volumen MAX	25 ml
steril	Nein

