



## Gilson® Repet-Tips, 5.0 ml

### Artikelbilder

---



### Beschreibung

---

Gilson Repet-Tips, 5.0 ml, 100ST.

# Zusätzliche Informationen

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Art.-Nr.           | CF-0376                 |
| Typ Pipettenspitze | Direktverdrängerspitzen |
| Hersteller (Marke) | Gilson                  |
| Volumen MAX        | 5 ml                    |
| steril             | Nein                    |

