



Thermo Scientific ClipTip™ Pipettenspitzen

Artikelbilder



Beschreibung

ClipTip™ Pipettenspitzen Sorgen Sie bei jeder Probe für eine sichere Versiegelung. Eine einzigartige, innovative Interlock-Technologie sorgt mit nur minimaler Spitzenanhaftung und Ejektionskraft für eine komplette Versiegelung jedes Kanals. Beschreibung: ClipTip 200, steril Produktlinie: ClipTip Volumen (metrisch): 200 µl; I Gefiltert: Nein Autoklavierbar: Non-autoclavable Länge (angloamerikanisch): 2.2 in. Länge (metrisch): 5.6 cm Kompatibilität: Thermo Scientifictrade; E1-ClipTip Kompatibilität: Thermo Scientifictrade; F1-ClipTip Format: Rack Spitzenform: Geringe Retention Verpackung: 10 x 96 tips/rack Farbcode: Gelb Unit Size: Case of 960

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	PO-0424
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

