



Thermo Scientific ClipTip™ Pipettenspitzen

Artikelbilder



Beschreibung

ClipTip™ Pipettenspitzen Sorgen Sie bei jeder Probe für eine sichere Versiegelung. Eine einzigartige, innovative Interlock-Technologie sorgt mit nur minimaler Spitzenanhaftung und Ejektionskraft für eine komplette Versiegelung jedes Kanals. Beschreibung: ClipTip 50, unsteril Produktlinie: ClipTip Volumen (metrisch): 50 µl; I Gefiltert: Nein Autoklavierbar: Autoclavable Länge (angloamerikanisch): 2.01 in. Länge (metrisch): 5.1 cm Kompatibilität: Thermo Scientifictrade; F1-ClipTip Kompatibilität: Thermo Scientifictrade; F1-ClipTip Format: Rack Spitzenform: Low Retention Verpackung: 10 x 96 tips/rack Farbcodierung: Lila Unit Size: Case of 960

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.

PO-0419

Hersteller (Marke)

Thermo Scientific

