



Thermo Scientific ClipTip™ Pipettenspitzen

Artikelbilder



Beschreibung

ClipTip™ Pipettenspitzen sorgen Sie bei jeder Probe für eine sichere Versiegelung. Eine einzigartige, innovative Interlock-Technologie sorgt mit nur minimaler Spitzenanhaftung und Ejektionskraft für eine komplette Versiegelung jedes Kanals. Beschreibung: ClipTip 20, Nachfüllpackung, unsteril Produktlinie: ClipTip Volumen (metrisch): 20 µl; I Gefiltert: Nein Autoklavierbar: Non-autoclavable Länge (angloamerikanisch): 1.8 Zoll Länge (metrisch): 4.6 cm Kompatibilität: Thermo Scientifictrade; F1-ClipTip Kompatibilität: Thermo Scientifictrade; F1-ClipTip Format: Reload Spitzenform: Geringe Retention Verpackung: 10 x 96 tips/insert (reload tower) Farbcode: Pink Unit Size: Case of 960

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.

PO-0416

Hersteller (Marke)

Thermo Scientific

