



Thermo Scientific ClipTip™ Pipettenspitzen

Artikelbilder



Beschreibung

ClipTip™ Pipettenspitzen Sorgen Sie bei jeder Probe für eine sichere Versiegelung. Eine einzigartige, innovative Interlock-Technologie sorgt mit nur minimaler Spitzenanhaftung und Ejektionskraft für eine komplette Versiegelung jedes Kanals. Beschreibung: ClipTip 300 Ext, nicht steril Produktlinie: ClipTip Volumen (metrisch): 300 µl Gefiltert: Ungefiltert Autoklavierbar: Autoclavable Länge (angloamerikanisch): 3.94 Zoll Länge (metrisch): 10 cm Kompatibilität: Thermo Scientifictrade; E1-ClipTip Format: Gestell Spitzenform: Geringe Retention Spitzenform: Extra lang Verpackung: 8 x 96 tips/rack Farbcode: Orange Unit Size: Pack of 768

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.

PO-0432

Hersteller (Marke)

Thermo Scientific

