



## Thermo Scientific ClipTip™ Pipettenspitzen

### Artikelbilder

---



### Beschreibung

---

ClipTip™ Pipettenspitzen sorgen Sie bei jeder Probe für eine sichere Versiegelung. Eine einzigartige, innovative Interlock-Technologie sorgt mit nur minimaler Spitzenanhaftung und Ejektionskraft für eine komplette Versiegelung jedes Kanals. Beschreibung: ClipTip 1250, Nachfüllpackung, steril Produktlinie: ClipTip Volumen (metrisch): 1250 µl; I Gefiltert: Nein Länge (angloamerikanisch): = 4.06 in. Länge (metrisch): 10.3 cm Kompatibilität: Thermo Scientifictrade; E1-ClipTip Kompatibilität: Thermo Scientifictrade; F1-ClipTip Format: Reload Spitzenform: Geringe Retention Verpackung: 8 x 96 tips/insert (reload insert) Farbcode: Türkis Unit Size: Case of 768

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	PO-0444
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

