



Thermo Scientific ClipTip™ Pipettenspitzen

Artikelbilder



Beschreibung

ClipTip™ Pipettenspitzen Sorgen Sie bei jeder Probe für eine sichere Versiegelung. Eine einzigartige, innovative Interlock-Technologie sorgt mit nur minimaler Spitzenanhaftung und Ejektionskraft für eine komplette Versiegelung jedes Kanals. Beschreibung: ClipTip 1250, unsteril Produktlinie: ClipTip Volumen (metrisch): 1250 µl; I Gefiltert: Nein Länge (angloamerikanisch): = 4.06 in. Länge (metrisch): 10.3 cm Kompatibilität: Thermo Scientifictrade; E1-ClipTip Kompatibilität: Thermo Scientifictrade; F1-ClipTip Format: Rack, 8 x 96 Spitzenform: Geringe Retention Verpackung: 8 x 96 tips/rack Farbcode: Türkis Unit Size: Case of 768

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	PO-0441
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

