



## Thermo Scientific ClipTip™ Pipettenspitzen

### Artikelbilder

---



### Beschreibung

---

ClipTip™ Pipettenspitzen sorgen Sie bei jeder Probe für eine sichere Versiegelung. Eine einzigartige, innovative Interlock-Technologie sorgt mit nur minimaler Spitzenanhaftung und Ejektionskraft für eine komplette Versiegelung jedes Kanals. Beschreibung: ClipTip 300, Nachfüllpackung, unsteril Produktlinie: ClipTip Volumen (metrisch): 300 µl; I Gefiltert: Nein Autoklavierbar: Nicht autoklavierbar Länge (angloamerikanisch): 2.48 in. Länge (metrisch): 6.3 cm Kompatibilität: Thermo Scientifictrade; E1-ClipTip Kompatibilität: Thermo Scientifictrade; F1-ClipTip Format: Nachfüllpackung Spitzenform: Geringe Retention Verpackung: 10 x 96 Spitzen/Einsatz Farbcode: Orange Unit Size: Case of 960

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.

PO-0429

Hersteller (Marke)

Thermo Scientific

