



Thermo Scientific ClipTip™ Pipettenspitzen

Artikelbilder



Beschreibung

ClipTip™ Pipettenspitzen Sorgen Sie bei jeder Probe für eine sichere Versiegelung. Eine einzigartige, innovative Interlock-Technologie sorgt mit nur minimaler Spitzenanhaftung und Ejektionskraft für eine komplette Versiegelung jedes Kanals. Beschreibung: ClipTip 300, unsteril Produktlinie: ClipTip Volumen (metrisch): 300 µl; I Gefiltert: Nein Autoklavierbar: Autoklavierbar Länge (angloamerikanisch): 2.48 in. Länge (metrisch): 6.3 cm Kompatibilität: Thermo Scientifictrade; E1-ClipTip Kompatibilität: Thermo Scientifictrade; F1-ClipTip Format: Gestell Spitzenform: Geringe Retention Verpackung: 10 x 96 Spitzen/Gestell Farbcode: Orange Unit Size: Case of 960

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	PO-0427
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

