



Thermo Scientific ClipTip™ Pipettenspitzen

Artikelbilder



Beschreibung

ClipTip™ Pipettenspitzen Sorgen Sie bei jeder Probe für eine sichere Versiegelung. Eine einzigartige, innovative Interlock-Technologie sorgt mit nur minimaler Spitzenanhaftung und Ejektionskraft für eine komplette Versiegelung jedes Kanals. Beschreibung: racked Produktlinie: ClipTip Volumen (metrisch): 12.5 µl; I Gefiltert: Nein Länge (angloamerikanisch): 1.18 in. Kompatibilität: Thermo Scientifictrade; E1-ClipTip Kompatibilität: Thermo Scientifictrade; F1-ClipTip Format: Rack Spitzenform: Geringe Retention Verpackung: 10 x 96 tips/rack Farbcode: Pink Unit Size: Case of 960

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	PO-0402
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

