



## Thermo Scientific ClipTip™ Pipettenspitzen

### Artikelbilder

---



### Beschreibung

---

ClipTip™ Pipettenspitzen Sorgen Sie bei jeder Probe für eine sichere Versiegelung. Eine einzigartige, innovative Interlock-Technologie sorgt mit nur minimaler Spitzenanhaftung und Ejektionskraft für eine komplette Versiegelung jedes Kanals. Beschreibung: ClipTip 12.5 Ext, nicht steril Produktlinie: ClipTip Volumen (metrisch): 12.5 µl Gefiltert: Ungefiltert Autoklavierbar: Nicht autoklavierbar Länge (angloamerikanisch): 1.61 Zoll Länge (metrisch): 4.1 cm Kompatibilität: Thermo Scientifictrade; E1-ClipTip, Thermo Scientifictrade; F1-ClipTip Format: Gestell Spitzenform: Geringe Retention Spitzenform: Extra lang Verpackung: 10 x 96 Spitzen/Gestell Farbcode: Pink Unit Size: Pack of 960

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	PO-0406
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

