




## Thermo Scientific ClipTip™ Pipettenspitzen

### Artikelbilder

---



### Beschreibung

---

ClipTip™ Pipettenspitzen Sorgen Sie bei jeder Probe für eine sichere Versiegelung. Eine einzigartige, innovative Interlock-Technologie sorgt mit nur minimaler Spitzenanhaftung und Ejektionskraft für eine komplette Versiegelung jedes Kanals. Beschreibung: ClipTip 200, Nachfüllpackung, unsteril Produktlinie: ClipTip Volumen (metrisch): 200 µl; I Gefiltert: Nein Autoklavierbar: Nicht autoklavierbar Länge (angloamerikanisch): 2.2 in. Länge (metrisch): 5.6 cm Kompatibilität: Thermo Scientifictrade; E1-ClipTip Kompatibilität: Thermo Scientifictrade; F1-ClipTip Format: Nachfüllpackung Spitzenform: Extra lang Verpackung: 10 x 96 Spitzen/Einsatz Farbcode: Gelb Unit Size: Case of 960

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.

PO-0425

Hersteller (Marke)

Thermo Scientific

