




Thermo Scientific ClipTip™ Pipettenspitzen

Artikelbilder



Beschreibung

ClipTip™ Pipettenspitzen Sorgen Sie bei jeder Probe für eine sichere Versiegelung. Eine einzigartige, innovative Interlock-Technologie sorgt mit nur minimaler Spitzenanhaftung und Ejektionskraft für eine komplette Versiegelung jedes Kanals. Beschreibung: Stacks neu laden Produktlinie: ClipTip Volumen (metrisch): 50 µl; | Gefiltert: Nein Autoklavierbar: Non-autoclavable Länge (angloamerikanisch): 2.01 in. Länge (metrisch): 5.1 cm Kompatibilität: Thermo Scientifictrade; F1-ClipTip Kompatibilität: Thermo Scientifictrade; F1-ClipTip Format: Refill Spitzenform: Geringe Retention Verpackung: 10 x 96 tips/insert (reload tower) Farbcode: Violett Unit Size: Case of 960

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.

PO-0422

Hersteller (Marke)

Thermo Scientific

