



Thermo Scientific Finntip Biocon-Pipettenspitzen

Artikelbilder

Beschreibung

Discontinued Finntip™ Biocon-Pipettenspitzen Thermo Scientific Finntip Biocon-Pipettenspitzen sind für Anwendungen (Applikationen ?) gedacht, bei denen eine äußerst hohe biologische Reinheit erforderlich ist. Beschreibung: Finntip Biocon 1000, 100 – 1000 µl, 50/Box Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientific™ Finntip™ BioCon 1000 Produktlinie: Finntip Biocon Volumen (metrisch): 1000 µl Gefiltert: Ungefiltert Zertifizierung/Konformität: Hergestellt gemäß ISO 9001, ISO 14001 und ISO 13485 (CE/IVD-Zeichen). Kompatibilität: Thermo Scientific™ Finntip™ BioCon 1000 Unit Size: Case of 50

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	PO-0348
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

