



## Thermo Scientific Finntip Biocon-Pipettenspitzen

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

Finntip Biocon-Pipettenspitzen Thermo Scientific Finntip Biocon-Pipettenspitzen sind für Anwendungen (Applikationen ?) gedacht, bei denen eine äußerst hohe biologische Reinheit erforderlich ist. Beschreibung: Finntip BioCon 10 , 0,2 bis 10 ul ; 100/Box Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientifictrade; Finntiptrade; BioCon 10 Produktlinie: Finntip Biocon Volumen (metrisch): 10 mu; I Gefiltert: Ungefiltert Zertifizierung/Konformität: ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 Kompatibilität: Thermo Scientifictrade; Finntiptrade; BioCon 10 Unit Size: Case of 100

### Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	PO-0346
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

