



Thermo Scientific Finntip Multistepper Pipettenspitzen

Artikelbilder

Beschreibung

Finntip Multistepper Pipettenspitzen Verwenden Sie diese Spitzen für Anwendungen mit Direktverdrängung. Sie eignen sich für Suspensionen mit fragilen Zellen und Anwendungen, die höchste biologische Reinheit erfordern. Beschreibung: Finntip Multistepper, 10 x 96/Gestell, unsteril Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientifictrade; Finntiptrade; Multistepper Produktlinie: Finntip Multistepper Volumen (metrisch): 1500 µl Gefiltert: Ungefiltert Farbe: Türkis Länge (angloamerikanisch): 3.46 Zoll Länge (metrisch): 8.8 cm Zertifizierung/Konformität: ISO 9001, ISO 14001 Kompatibilität: Thermo Scientifictrade; Finntiptrade; Multistepper Format: Gestell Unit Size: Case of 960

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	PO-0292
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

