



## Thermo Scientific Finntip Multistepper Pipettenspitzen

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

Finntip Multistepper Pipettenspitzen Verwenden Sie diese Spitzen für Anwendungen mit Direktverdrängung. Sie eignen sich für Suspensionen mit fragilen Zellen und Anwendungen, die höchste biologische Reinheit erfordern. Beschreibung: Finntip Multistepper, 400/Karton, unsteril Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientifictrade; Finntiptrade; Multistepper Produktlinie: Finntip Multistepper Volumen (metrisch): 1500 ml Gefiltert: Ungefiltert Farbe: Türkis Länge (angloamerikanisch): 3.46 Zoll Länge (metrisch): 8.8 cm Zertifizierung/Konformität: ISO 9001, ISO 14001 Kompatibilität: Thermo Scientifictrade; Finntiptrade; Multistepper Unit Size: Case of 400

### Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	PO-0291
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

