



Thermo Scientific Finntip Pipettenspezifische Spitzen

Artikelbilder

Beschreibung

Finntip Pipettenspezifische Spitzen Sorgen Sie für genaues und präzises Pipettieren. Diese Spitzen wurden mit unserer ganzen Erfahrung bei der Handhabung von Flüssigkeiten entwickelt und haben glatte, hydrophobe Oberflächen, die Flüssigkeitsretention verhindern. Beschreibung: Finntip 20, 0.2 – 20 µl, 3.3 cm, violett Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientifictrade; Finnpipettetrade; 20 Produktlinie: Finntip Volumen (metrisch): 20 µl; l Gefiltert: Nein Länge (angloamerikanisch): 1.3 in. Länge (metrisch): 3.3 cm Zertifizierung/Konformität: Hergestellt gemäß ISO 9001, ISO 14001 und ISO 13485 (CE/IVD-Zeichen) Kompatibilität: Thermo Scientifictrade; Finnpipettetrade; 20 Format: Bulk Unit Size: Case of 1000

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	PO-0279
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

