



Thermo Scientific Finntip Pipettenspezifische Spitzen

Artikelbilder

Beschreibung

Finntip Pipettenspezifische Spitzen Sorgen Sie für genaues und präzises Pipettieren. Diese Spitzen wurden mit unserer ganzen Erfahrung bei der Handhabung von Flüssigkeiten entwickelt und haben glatte, hydrophobe Oberflächen, die Flüssigkeitsretention verhindern. Beschreibung: Finntip 50, 0.2 – 50 µl, 4.8 cm, türkis Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientifictrade; Finnpipettetrade; 50 Produktlinie: Finntip Volumen (metrisch): 50 µl; l Gefiltert: Nein Farbe: Türkis Länge (angloamerikanisch): 1.9 in. Länge (metrisch): 4.8 cm Zertifizierung/Konformität: Hergestellt gemäß ISO 9001, ISO 14001 und ISO 13485 (CE/IVD-Zeichen) Kompatibilität: Thermo Scientific Finnpipette Format: Gestell Unit Size: Case of 3840

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	PO-0276
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

