



Thermo Scientific Finntip Pipettenspezifische Spitzen

Artikelbilder

Beschreibung

Finntip Pipettenspezifische Spitzen Sorgen Sie für genaues und präzises Pipettieren. Diese Spitzen wurden mit unserer ganzen Erfahrung bei der Handhabung von Flüssigkeiten entwickelt und haben glatte, hydrophobe Oberflächen, die Flüssigkeitsretention verhindern. Beschreibung: Finntip 5 ml, 0.5 – 5 ml, 14.7 cm, grün Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientifictrade; Finnpipettetrade; Produktlinie: Finntip Volumen (metrisch): 5 ml Gefiltert: Nein Länge (angloamerikanisch): 5.8 in. Länge (metrisch): 14.7 cm Zertifizierung/Konformität: Hergestellt gemäß ISO 9001, ISO 14001 und ISO 13485 (CE/IVD-Zeichen) Kompatibilität: Thermo Scientifictrade; Finnpipettetrade; Format: Großpackung Unit Size: Case of 500

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	PO-0298
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

