



Thermo Scientific Finntip Pipettenspezifische Spitzen

Artikelbilder

Beschreibung

Finntip Pipettenspezifische Spitzen Sorgen Sie für genaues und präzises Pipettieren. Diese Spitzen wurden mit unserer ganzen Erfahrung bei der Handhabung von Flüssigkeiten entwickelt und haben glatte, hydrophobe Oberflächen, die Flüssigkeitsretention verhindern. Beschreibung: Finntip 1000, 100 – 1000 µl; 7.1 cm, blau Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientifictrade; Finnpipettetrade; 1000 Produktlinie: Finntip Volumen (metrisch): 1000 µl; Gefiltert: Nein Länge (angloamerikanisch): 2.8 in. Länge (metrisch): 7.1 cm Zertifizierung/Konformität: Hergestellt gemäß ISO 9001, ISO 14001 und ISO 13485 (CE/IVD-Zeichen) Kompatibilität: Thermo Scientifictrade; Finnpipettetrade; 1000 Format: Großpackung Unit Size: Pack of 1000

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	PO-0281
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

