



## Thermo Scientific Finntip Pipettenspezifische Spitzen

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

Finntip Pipettenspezifische Spitzen Sorgen Sie für genaues und präzises Pipettieren. Diese Spitzen wurden mit unserer ganzen Erfahrung bei der Handhabung von Flüssigkeiten entwickelt und haben glatte, hydrophobe Oberflächen, die Flüssigkeitsretention verhindern. Beschreibung: Finntip 1000, 100 – 1000 µl; 7.1 cm, blau Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientifictrade; Finnpipettetrade; 1000 Produktlinie: Finntip Volumen (metrisch): 1000 µl; l Gefiltert: Nein Länge (angloamerikanisch): 2.8 in. Länge (metrisch): 7.1 cm Zertifizierung/Konformität: Hergestellt gemäß ISO 9001, ISO 14001 und ISO 13485 (CE/IVD-Zeichen) Kompatibilität: Thermo Scientifictrade; Finnpipettetrade; 1000 Format: Nachfüllpackung Unit Size: Case of 960

### Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	PO-0285
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

