



## Thermo Scientific Finntip Pipettenspezifische Spitzen

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

Finntip Pipettenspezifische Spitzen Sorgen Sie für genaues und präzises Pipettieren. Diese Spitzen wurden mit unserer ganzen Erfahrung bei der Handhabung von Flüssigkeiten entwickelt und haben glatte, hydrophobe Oberflächen, die Flüssigkeitsretention verhindern. Beschreibung: Finntip 250 Universal, 0.5 – 250 µl, 5.2 cm, gelb Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientifictrade; Finnpipettetrade; 250 Produktlinie: Finntip Volumen (metrisch): 250 µl; I Gefiltert: Nein Länge (angloamerikanisch): 2 in. Länge (metrisch): 5.2 cm Zertifizierung/Konformität: Hergestellt gemäß ISO 9001, ISO 14001 und ISO 13485 (CE/IVD-Zeichen) Kompatibilität: Thermo Scientifictrade; Finnpipettetrade; 250 Format: Gestell Spitzenform: Universelle Passform Verpackung: 10 x 96 Spitzen Unit Size: Case of 960

### Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	PO-0265
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

