



Thermo Scientific Finntip Pipettenspezifische Spitzen

Artikelbilder

Beschreibung

Finntip Pipettenspezifische Spitzen Sorgen Sie für genaues und präzises Pipettieren. Diese Spitzen wurden mit unserer ganzen Erfahrung bei der Handhabung von Flüssigkeiten entwickelt und haben glatte, hydrophobe Oberflächen, die Flüssigkeitsretention verhindern. Beschreibung: Finntip 300, 5 – 300 µl, 5.2 cm, orange Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientifictrade; Finnpipettetrade; 300 Produktlinie: Finntip Volumen (metrisch): 300 µl; I Gefiltert: Nein Farbe: orange Länge (angloamerikanisch): 2 Zoll Länge (metrisch): 5.2 cm Zertifizierung/Konformität: Hergestellt gemäß ISO 9001, ISO 14001 und ISO 13485 (CE/IVD-Zeichen) Kompatibilität: Thermo Scientifictrade; Finnpipettetrade; 300 Format: Großpackung Unit Size: Case of 1000

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------|-------------------|
| Art.-Nr. | PO-0290 |
| Hersteller (Marke) | Thermo Scientific |

