



## Thermo Scientific Finntip Pipettenspitzen

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

Finntip Pipettenspitzen Sorgen Sie für genaues und präzises Pipettieren. Diese Spitzen wurden mit unserer ganzen Erfahrung bei der Handhabung von Flüssigkeiten entwickelt und haben glatte, hydrophobe Oberflächen, die Flüssigkeitsretention verhindern.

Beschreibung: Finntip 250 Universal, 0.5 – 250 µl, 5.2 cm, gelb Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientific FinnpiPETTE 250

Produktlinie: Finntip Volumen (metrisch): 250 µl; I Gefiltert: Nein Länge (angloamerikanisch): 2 Zoll Länge (metrisch): 5.2 cm

Zertifizierung/Konformität: Hergestellt gemäß ISO 9001, ISO 14001 und ISO 13485 (CE/IVD-Zeichen) Kompatibilität: Thermo

Scientifictrade; FinnpiPETTEtrade; 250 Format: Box Spitzenform: Universelle Passform Verpackung: 500 tips Unit Size: Case of 500

### Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	PO-0264
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

