



Thermo Scientific Finntip Pipettenspitzen

Artikelbilder

Beschreibung

Finntip Pipettenspitzen Sorgen Sie für genaues und präzises Pipettieren. Diese Spitzen wurden mit unserer ganzen Erfahrung bei der Handhabung von Flüssigkeiten entwickelt und haben glatte, hydrophobe Oberflächen, die Flüssigkeitsretention verhindern.
Beschreibung: Finntip 250 Universal, 0.5 – 250 µl, 5.2 cm, gelb Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientific Finnpipette 250
Produktlinie: Finntip Volumen (metrisch): 250 µl; I Gefiltert: Nein Länge (angloamerikanisch): 2 in. Länge (metrisch): 5.2 cm
Zertifizierung/Konformität: Hergestellt gemäß ISO 9001, ISO 14001 und ISO 13485 (CE/IVD-Zeichen) Kompatibilität: Thermo Scientifictrade; Finnpipettetrade; 250 Format: Bulk Spitzenform: Universelle Passform Verpackung: 20,000 tips Unit Size: Case of 20,000

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	PO-0262
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

