



Thermo Scientific Finntip™ Stepper Pipettenspitzen

Artikelbilder

Beschreibung

Finntip™ Stepper Pipettenspitzen Thermo Scientific™ Finntip™ Stepper Pipettenspitzen passen perfekt zur Thermo Scientific™ Finnpipette™ Stepper Pipette. Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientifictrade; Finnpipettetrade; Stepper-Pipette Produktlinie: Finntip Stepper Volumen (metrisch): 50 ml Dispensierungsvolumen (metrisch): 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 µl Gefiltert: Nein Zertifizierung/Konformität: ISO 9001 und ISO 14001 Kompatibilität: Thermo Scientifictrade; Finnpipettetrade; Stepper-Pipette Format: Großpackung Unit Size: Case of 10

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	PO-0321
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

