



Thermo Scientific Labtip Pipettenspitzen

Artikelbilder

Beschreibung

Labtip Pipettenspitzen Standard-Pipettenspitzen für die allgemeinen Erfordernisse beim Flüssigkeitstransfer. Beschreibung: Labtip 300 Zur Verwendung mit (Geräte): Thermo Scientifictrade; Finnpipettetrade; Produktlinie: Labtip Volumen (metrisch): 300 µL; Gefiltert: Non-filtered Kompatibilität: Thermo Scientifictrade; Finnpipettetrade; Unit Size: Pack of 1000

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	PO-0401
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

