



Thermo Scientific Labtips-Pipettenspitzen

Artikelbilder

Beschreibung

Labtips-Pipettenspitzen Aus besonders hochwertigem reinem Polypropylen Zur Verwendung mit (Geräte): Labtips Pipette Volumen (metrisch): 1000 µl; I Gefiltert: Ohne Filter Autoklavierbar: Ja Kompatibilität: Universal Format: Großpackung Spitzenform: Universelle Passform Unit Size: Pack of 1000

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	PO-0399
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific

