



Nalgene[®] CryoBox[™] Tiefkühlgestelle

Artikelbilder

Beschreibung

CryoBox[™] Tiefkühlgestelle Praktische Aufbewahrung von Standardkryoboxen mit diesen Tiefkühlgestellen aus beständigem Edelstahl oder Aluminium, die in die meisten gängigen Tiefkühlschränke und -truhen passen. Bauweise/Design: Vertical Abmessungen (L x B x H): 5.625 x 5.5 x 27.75 in. (14.3 x 14 x 70.5 cm) Aufnahmevermögen: 7 CryoBoxes/Rack Material: Stainless Steel Typ: Freezer Rack Unit Size: Each

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	CD-2166
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	238750373

