



## Nalgene<sup>®</sup> CryoBox<sup>™</sup> Tiefkühlgestelle

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

CryoBox<sup>™</sup> Tiefkühlgestelle Praktische Aufbewahrung von Standardkryoboxen mit diesen Tiefkühlgestellen aus beständigem Edelstahl oder Aluminium, die in die meisten gängigen Tiefkühlschränke und -truhen passen. Bauweise/Design: Vertical Abmessungen (L x B x H): 5.625 x 5.5 x 19.75 in. (14.3 x 14 x 50.2 cm) Aufnahmevermögen: 9 CryoBoxes/Rack Menge: 4/cs. Typ: Cryogenic Box Storage Rack, Vertical Unit Size: Case of 4

### Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	CD-1538
Hersteller (Marke)	Nalgene
VGKL Nummer	238750362

