



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Thermo Scientific Gestelle für Matrix Lagerröhrchen mit 2D-Barcode

201,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Gestelle für Matrix Lagerröhrchen mit 2D-Barcode Erstellen Sie eigene Arrays mit diesen leeren Gestellen im ANSI-Format für Thermo Scientific™ Matrix™ Röhrchen mit 2D-Barcodes. Das Gestell weist einen verschließbaren Deckel zum Sichern der Proben auf. Kapazität (angloamerikanisch): 0,0473 fl oz. Verpackungsmenge: 10 Karton Typ: Leeres Gestell mit Schnappverschluss Beschreibung: Empty Snap Rack Kapazität (metrisch): 1,4 ml Material: Kunststoff Zur Verwendung mit (Geräte): 1,4 ml Röhrchen Aufnahmevermögen: 2D Matrix Tubes Unit Size: Case of 10

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TA-0240
Hersteller (Marke)	Thermo Scientific
Transporttemperatur	Raumtemperatur

